

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

**DANGER** — To reduce the risk of electrocution:

- DO NOT handle the plug with wet hands.
- DO NOT place or store the charger base where it can fall or be pulled into a tub, sink, or toilet.
- **DO NOT reach for a charger base that has fallen into water; unplug immediately. Do not reach into the water under any circumstances. Have the unit checked by an Authorized Service Center after it has been in water.**
- The unit is designed for use in a 120V AC, 60 Hz outlet. Never force the plug into the outlet.
- DO NOT submerge the charger base in water or any other liquids.

**WARNING** — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury:

- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or disabled persons.
- Never use while bathing.
- Keep the supply cord away from heated surfaces.
- Never operate the unit if it has a damaged plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been immersed in water. Refer to an Authorized Service Center for repair.
- DO NOT excessively bend or pull the cord. Unplug the cord by grasping the plug — NOT THE CORD.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Only use attachments recommended by the manufacturer.
- This product is designed for teeth cleaning only — not for any other purpose.
- To prevent damaged bristles from breaking off while the unit is in use, replace your brush head if bristles are worn or bent.
- **Always unplug this product immediately after using.**
- **Never use while sleeping or drowsy.**
- **Never drop or insert any object into any opening or hose.**
- **All servicing should be performed by an authorized service representative.**
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
- **The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the appliance should be scrapped.**

### Having Problems? We Have Solutions!

**The bristles stop oscillating or slow down during use.**

- You may be applying too much pressure against the teeth. Unlike a manual brush, the OSCILL8™ Rechargeable Toothbrush cleans effectively without strong pressure.

- If your brush head stopped working soon after you began using it, try using a different toothpaste and rinse brush head thoroughly after each use. Regular gel toothpastes provide excellent cleaning and extend the life of brush heads.

- Try cleaning the brush head thoroughly with warm water or mouthwash.

- Take the brush head off the handle and then turn on the unit. If the shaft on the handle is not moving up and down rapidly, you probably need to replace your brush head.

**The instrument will not turn on.**

- If the shaft on the handle is not moving up and down rapidly, battery may need to be charged. **Check to see if the charger is plugged into a live outlet**, or if the plug is controlled by a wall switch. The blue LED light should illuminate. Charge the unit for 16 hours and try again.

- If charging is still unsuccessful, the battery may need to be replaced.

**My unit is losing power.**

- First, try a new brush head. Also, restore power to the battery by discharging fully and recharging for 16 hours.

**The power handle is warm to the touch.**

- This is normal and is caused by the induction system used to charge the instrument's batteries.

**WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the charging base provided with this appliance.

- Do not use outdoors or operate where aerosol(spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- **This appliance contains batteries that are non-replaceable.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS


**MEDICAL WARNING:** For your safety:

- Contact your dentist prior to use if you have had oral surgery in the previous 12 months.
- When you start any new oral hygiene program, your gums may initially bleed slightly. Contact your dentist if excessive bleeding occurs or if the bleeding continues after two weeks of use.
- Be sure that only the bristles touch your teeth and gums. Damage to teeth and gums may occur if any part of the unit touches them.
- This product is designed for oral cleaning only. DO NOT use the unit for any other purpose.
- As with any other new oral hygiene program, individuals with heart problems should check with their physician prior to using the OSCILL8™, and should always exercise particular care with any oral hygiene device.
- Avoid using a brush with crushed or bent bristles. Damaged bristles may break off while the unit is in use. In order to prevent this, replace your brush head every three months, or sooner, if the bristles become worn or bent.
- The OSCILL8™ is a personal care unit and is intended for household use only.

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by Conair will void the warranty. Servicing should always be referred to an authorized service center.

### Battery Disposal

1. To remove the battery for disposal or recycling, use screwdriver (crosshead) to release the screw at the bottom side of power handle, grip the upper side of power handle and slide out the internal bracket.
2. Remove the tape on the first piece of battery. Firmly tap the bottom of the handle on a hard surface in order to slide out the first piece of battery. Tap again to slide out the second piece of battery.
3. Now that the battery is exposed, bring the battery to the nearest collection center for disposal or call the toll-free RBRC™ information line at 1-800-8-BATTERY. RBRC™ is a trademark of the Rechargeable Battery Recycling Corporation. DO NOT throw the batteries into the normal municipal waste system.



CONTAINS METAL NICKEL HYDRIDE BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

For more information on battery replacement for your power toothbrush, call 1-800-334-4031 (8am to 5pm Mountain Standard Time, Monday through Friday).

EVERY 6 MONTHS, COMPLETELY RUN DOWN AND RECHARGE YOUR POWER HANDLE TO MAXIMIZE THE LIFE OF THE RECHARGEABLE BATTERY.

Under various state and local laws, it is illegal to dispose of this battery in our municipal waste stream. The EPA-certified RBRC™ Battery Recycling Seal on the **nickel hydride (Ni-MH)** battery indicates Conair is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC™ program provides a convenient alternative to placing used **Ni-MH** batteries in the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please call 1-800-8-BATTERY for information on **Ni-MH** battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Conair's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

RBRC™ is a trademark of the Rechargeable Battery Recycling Corporation.

### The OSCILL8™ Difference

The premium OSCILL8™ Rechargeable Toothbrush is designed to provide a high level of oral hygiene and improved oral healthcare at home. The revolutionary, 8-tuft brush head features independently oscillating tufts of tapered bristles that reach into areas around teeth and gums to eliminate plaque from even the tightest places. The compact brush head design comfortably fits into any size mouth, making this the ideal plaque remover for both children and adults.


### Using the OSCILL8™ Rechargeable Toothbrush: OSCILL8™ in 5 Easy Steps

#### 1. Charge the handle.

- Allow handle to charge for at least 16 hours before first use.
- Plug the charger base into an outlet, place the power handle on the base, and let it charge for 16 hours.
- The ring of blue light around the power switch will light up while charging.
- When fully charged, the ring light will go off. The LED light has an auto-off function after 16 hours.


#### 2. Attach the brush head.

- Attaches and removes with just a simple twist.



- Insert the brush head with **V** mark pointing to **J** mark on power handle.
- Twist clockwise, until **V** mark on brush head and **A** mark on power handle are aligned.

#### 3. Wet the bristles, apply a pea-sized amount of toothpaste, and put in mouth.



#### 4. To help with cleaning, this unit includes a built-in timer.


- 5. We recommend the users to clean their teeth for 2 minutes per cycle. The unit has a 2-minute, auto-shutoff timer.

### Shine Even Brighter...A Few Tips For Best Results!

Clear gel or low abrasion formulations are strongly recommended to enhance the life and performance of your brush head, but pastes may also be used. Abrasive toothpastes, or any toothpaste with baking soda, are not recommended for use with this product. To avoid splashing, switch the power on after placing the brush head in your mouth.

#### 6. Turn on and go slowly, using only light pressure.

Place the bristles perpendicular to flat surface of tooth and slowly guide the brush from tooth to tooth, pausing as you go, so bristles can work into crevices. The OSCILL8™ Rechargeable Toothbrush will automatically provide the correct cleaning action, so there is no need to scrub back and forth. Be sure to run brush along your gum line. Do not apply too much pressure against the teeth. The 8-tuft brush head features tapered bristles oscillating independently to clean effectively without strong pressure. Brush all surfaces, including the outsides, insides, and chewing surfaces. Pay particular attention to back molars.




#### 7. IMPORTANT: Rinse the brush head.

After each use, leave the unit on and run warm water through the flushing hole (see picture) and the cleaning ports on front for 15 seconds to thoroughly rinse out toothpaste residue. If not cleaned properly, toothpaste may harden inside the brush head and reduce the life of brush head. Towel-dry power handle and brush head to keep clean and free of buildup.

8. It is highly recommended to flush the brush head per point 7 to prevent toothpaste that could harden inside the brush head and reduce the life of brush head, or cause the eight tufts to stop oscillating or make it hard to start up.

9. After use, turn power handle upside down, shake the handle to remove excess water inside the hollow hole in upper side of handle, drain water out after each use.

10. After use, remove the brush head and any excess water on top of toothbrush body. To prevent excessive water storage in this hollow hole, shake the handle to drain water out after each use. This will prevent water being stored and jamming the waterproof O-ring from moving.



### Limited 1-Year Warranty (U.S. and Canada Only)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt.

California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-334-4031 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER**

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

**Service Centers**  
Conair Corporation  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307


Please register this product at [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

©2020 Conair Corporation  
Made in China. For more information about OSCILL8™ products, visit [www.OSCILL8.com](http://www.OSCILL8.com) or call 1-800-334-4031

19IN058509  
IB-16083

**OSCILL8™**  
SHINE BRIGHTER

RECHARGEABLE TOOTHBRUSH



### Instruction Manual • Model NT18


For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Questions or comments? Call 1-800-334-4031  
Visit us at our website: [www.OSCILL8.com](http://www.OSCILL8.com)

# OSCILL8™

SHINE BRIGHTER

CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO RECARGABLE



BC

## Manual de instrucciones • Modelo NT18

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-334-4031 o visítenos en: [www.OSCILL8.com](http://www.OSCILL8.com)

ESPAÑOL

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

**PELIGRO** — Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- NO agarre el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque ni guarde la base de carga donde pueda caerse o ser empujado a una bañera, un lavabo o el inodoro.
- NO trate de alcanzar la base de carga después de que se haya caído al agua. No meta las manos en el agua bajo ninguna circunstancia. No use la unidad después de que se haya caído al agua; devuélvala a un centro de servicio autorizado.**
- Enchufe la unidad de carga en una toma de corriente de 120 V AC (60 Hz) solamente. Nunca haga fuerza para introducir el enchufe en la toma de corriente.
- NO sumerja la base de carga en agua ni en ningún otro líquido.

**ADVERTENCIA** — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio , o heridas:

- Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- No lo use en el baño o la ducha..
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- No use este aparato si el enchufe está dañado, después de un mal funcionamiento, después de que se haya caído, incluso al agua, o si está dañado; devuélvalo a un centro de servicio autorizado.
- NO doble excesivamente ni jale el cable. NUNCA JALE EL CABLE para desconectar el aparato; agarrelo por el enchufe.
- Use este producto únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
- Este producto ha sido diseñado para cepillarse los dientes únicamente; no lo use para ningún otro propósito.
- Para evitar que las cerdas se rompan durante el uso, cambie el cabezal si las cerdas están gastadas o dobladas.

### ¿Tiene problemas? ¡Tenemos soluciones!

**Las cerdas no oscilan o ralentizan durante el uso.**

- Puede que esté ejerciendo demasiado presión contra los dientes. A diferencia de un cepillo de dientes manual, el cepillo de dientes OSCILL8™ limpia eficazmente los dientes sin tener que ejercer mucha presión.

- Si el cabezal deja de funcionar justo después de empezar a usar el cepillo, pruebe otra pasta de dientes y enjuague bien el cabezal después de cada uso. Las pastas de dientes en gel proporcionan excelentes resultados y extienden la vida útil de los cepillos de dientes.

- Intente limpiar el cabezal con agua tibia o enjuague bucal.

- Retire el cabezal, y luego encienda la unidad. Si el árbol del motor no se mueve rápidamente desde abajo hacia arriba, es probable que tenga que cambiar el cabezal.

**El cepillo no se enciende.**

- Si el árbol del motor no se mueve, puede que sea necesario cargar la batería.

**Cerciórese de que la toma de corriente en la cual el cargador está enchufado está bajo tensión y no está controlada por un interruptor de luz.** La luz LED azul se enciende durante la carga. Cargue la unidad por 16 horas e intente otra vez.

- Si la unidad no agarra carga, puede que sea necesario cambiar la batería.

**La unidad está perdiendo potencia.**

- Primero, intente cambiar el cabezal. También intente cargar la batería por 16 horas, después de haberla descargado completamente.

**El mango está caliente.**

- Esto es normal; es causado por el sistema de inducción usado para cargar la batería integrada.

- Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.**
- No lo use mientras duerme o si está adormilado/a.**
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.**
- Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.**
- Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.**
- No permita que los niños jueguen con este aparato.**
- El cable no puede ser reemplazado; en caso de daño, tire el aparato.**

**ADVERTENCIA:** use solamente la base de carga provista para cargar el aparato.

- No lo use en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.**

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**ADVERTENCIAS MÉDICAS:** Para su seguridad:

- Pida consejo a su dentista antes de usar este aparato si usted ha tenido cirugía oral en los últimos 12 meses.
- Puede que sus encías sangren ligeramente al comenzar su nuevo programa de higiene bucodental. Consulte con su dentista si se produce un sangrado excesivo o si el sangrado persiste después de dos semanas de uso.
- Asegúrese de que solo las cerdas del cepillo toquen sus dientes y sus encías. El contacto con las partes de plástico del cepillo puede dañar sus dientes/encías.
- Este producto ha sido diseñado solamente para la limpieza bucodental. NO lo use para ningún otro propósito.
- Al igual que con cualquier otro nuevo programa de higiene bucodental, las personas con problemas cardíacos deben consultar con su médico antes de usar el OSCILL8™, y siempre deben usarlo con mucho cuidado.
- Evite usar el cepillo si las cerdas están dañadas, dobladas o aplastadas; podrían romperse durante el uso. Le recomendamos que cambie el cabezal del cepillo de dientes cada tres meses, o antes si las cerdas están desgastadas o dobladas.
- El OSCILL8™ es un aparato de cuidado personal diseñado para uso doméstico únicamente.

**ADVERTENCIA:**Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Conair podrían invalidar la garantía limitada. Cualquier servicio debe ser realizado por un centro de servicio autorizado.

### Reciclaje de la batería

- Para retirar la batería para su eliminación o reciclaje, use un destornillador Phillips para soltar el tornillo debajo del mango, agarre la parte superior del mango y deslice el soporte interno hacia afuera.
- Retire la cinta en la primera batería. Golpee firmemente la parte inferior del mango sobre una superficie dura para desalojar la batería. Golpee otra vez para hacer bajar la segunda batería.
- Retire la batería y llévela al centro de reciclaje más cercano o llame a la línea de información de la RBRC™ al 1-800-8-BATTERY para más información. RBRC™ es una marca registrada de la organización Rechargeable Battery Recycling Coporation. NO tire las baterías/pilas con el resto de la basura.



Para más información acerca de cómo reemplazar la batería de su cepillo eléctrico, llame al 1-800-334-4031 (de lunes a viernes, de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, hora de las montañas rocosas).

LE ACONSEJAMOS QUE PERMITA QUE LA UNIDAD SE DESCARGUE COMPLETAMENTE CADA SEIS MESES; ESTO PROLONGARÁ LA VIDA ÚTIL DE LAS PILAS/BATERÍAS RECARGABLES.

Según las normas regionales o locales vigentes, puede que sea ilegal tirar las baterías con el resto de la basura al final de su vida útil. El sello RBRC™ en el la batería Ni-MH indica que Conair participa de manera voluntaria en un programa de recolección y reciclaje de las baterías al final de su vida útil. Este programa está vigente en los EE.UU. y en Canadá únicamente. El programa de la RBRC™ proporciona una conveniente alternativa a tirar las pilas/baterías **Ni-MH** usadas a la basura, lo que en algunas partes es ilegal. Por favor llame al 1-800-8-BATTERY™ para más información acerca de las opciones de reciclaje de baterías en su área. La participación de Conair en este programa es parte de nuestro compromiso para proteger el medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

RBRC™ es una marca registrada de la organización Rechargeable Battery Recycling Coporation.

### La diferencia OSCILL8™


El cepillo de dientes eléctrico recargable de alta calidad OSCILL8™ ha sido diseñado para ayudarle a mantener un alto nivel de higiene dental y mejorar su salud oral fácil y rápidamente, en la comodidad de su hogar. Su cabezal revolucionario cuenta con 8 grupos de cerdas que giran independientemente uno de otro para alcanzar las áreas entre los dientes y la encías, eliminando el sarro incluso en los lugares más ajustados. Su diseño compacto cabe cómodamente en la boca, por lo que es ideal tanto para los niños como para los adultos.

### Modo de empleo del cepillo de dientes eléctrico recargable OSCILL8™ 5 pasos sencillos:

- Cargue el mango.**
  - Cargue el mango por 16 horas o más antes del primer uso.
  - Enchufe la base de carga en una toma de corriente, coloque el mango del cepillo en la base, y permita que se cargue por 16 horas.
  - El aro luminoso azul alrededor del botón de encendido/apagado se encenderá durante la carga.
  - Una vez cargada la unidad, el indicador luminoso se apagará. El indicador luminoso LED se apaga automáticamente después de 16 horas.


2. **Instale el cabezal.**

- El cabezal se instala/retira con un simple giro.



- Haga coincidir la marca **V** en el cabezal con la marca **V** en el mango.
- Gire en sentido horario hasta que la marca **V** en el cabezal esté alineada con la marca **A** en el mango.

3. **Moje el cepillo, coloque una pequeña cantidad de pasta de dientes sobre las cerdas e introduzca el cepillo en su boca.**



- Para facilitar el cepillado, esta unidad incluye un temporizador incorporado.
- Recomendamos que se cepille los dientes por 2 minutos. La unidad se apagará automáticamente después de 2 minutos.

### AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

**Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:**

- Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial.
- Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos por la Sección 15B de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular.

Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

### Declaración de conformidad del proveedor

Marca: OSCILL8™ by CONAIR

Modelo: NT18

Descripción: Cepillo de dientes eléctrico recargable

Parte responsable: Conair Corporation, 1 Cummings

Point Road, Stamford, CT 06902

1-800-334-4031

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.


Fecha de publicación: 10 de junio de 2019

### Consejos para mejores resultados y una sonrisa aún más brillante

Para mejorar el rendimiento y alargar la vida útil de su cepillo de dientes, le aconsejamos que use pasta de dientes en gel o fórmulas poca abrasivas. Sin embargo, también puede usar pasta de dientes tradicional. No se aconseja usar pasta de dientes abrasiva o pasta de dientes con bicarbonato de sodio. Para evitar las salpicaduras, encienda el cepillo después de introducirlo en su boca.

6. **Encienda el cepillo y cepille suavemente los dientes, ejerciendo una leve presión.**

Sostenga el cepillo de manera que las cerdas estén perpendiculares a la superficie del diente y guíe el cepillo lentamente de un diente a otro, deteniéndose entre los dientes para permitir que las cerdas limpien el espacio entre los dientes. El cepillo de dientes eléctrico OSCILL8™ limpia los dientes automáticamente, por lo que no hay necesidad de frotar. Cerciórese de pasar el cepillo a lo largo de la encía. No ejerza demasiado presión contra los dientes. El cabezal del cepillo cuenta con 8 grupos de cerdas cónicas que oscilan independientemente para limpiar eficazmente sin tener que ejercer presión fuerte. Cepille todas las superficies de los dientes, incluso el exterior, el interior y la superficie de masticación. Cepille los molares en el fondo de la boca con cuidado.



7. **IMPORTANTE:** enjuague el cabezal después de cada uso.

Después de cada uso, deje el cepillo encendido y enjuague el cabezal en agua corriente tibia por 15 segundos, según se muestra en la ilustración, para eliminar los residuos de pasta de dientes. Si no limpia el cepillo correctamente, los residuos de pasta de dientes podrían endurecerse y disminuir la vida útil del cepillo. Seque el mango y el cabezal con una toalla limpia para mantenerlos limpios.

8. Se recomienda enfáticamente enjuagar el cabezal del cepillo según se describe anteriormente para evitar que la pasta de dientes se endurezca dentro del mismo, lo que podría reducir su vida útil o hacer que los ocho grupos de cerdas dejen de oscilar o tengan dificultad para ponerse en marcha.\*

9. Después el uso, voltee el mango y agítelo para eliminar el exceso de agua dentro del orificio hueco en la parte superior del mismo.

### Garantía limitada de un año (válida en los EE.UU. y en Canadá solamente)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra.

Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-334-4031 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA**

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.**

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.